



### Product description

Order number	62.476.022
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	84000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0396 cbm
Peso do produto	0.0028 kg
Peso da embalagem externa	6.22 kg
EAN da caixa interna	4038917107402
EAN da embalagem externa	4038917011792

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

