



Product description

Order number	62.476.028
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tampa	Tampa de ventilação
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, PS, com impressão

Page 2

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Profundidade da embalagem externa	578 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0415 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	3.06 kg
EAN da caixa interna	4038917107440
EAN da embalagem externa	4038917011808

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT