



### **Product description**

Order number	62.476.178
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Gradação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	80000
Volume da embalagem externa	0.0382 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	6.2 kg
EAN da caixa interna	4038917107662
EAN da embalagem externa	4038917011846

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

