



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 62.476.322 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | branca |
| Graduação | sim |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|------------------------|-------|
| Diâmetro | 12 mm |
| Altura do produto | 75 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm |

Material & colours

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto | transparente |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 1000 |
| Unidades por caixa | 2000 |
| Unidades por palete | 80000 |
| Volume da embalagem externa | 0.0382 cbm |
| Peso do produto | 0.0028 kg |
| Peso da embalagem externa | 6.14 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917368032 |
| EAN da embalagem externa | 4038917368025 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

