



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 95 x 16,8 mm, PS, com impressão

Page 1



Product description

Order number	62.492
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 95 x 16,8 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 95 x 16,8 mm, PS, com impressão

Page 2

Size

Diâmetro	16.8 mm
Comprimento do produto	95 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0058 kg
Peso da embalagem externa	6.46 kg
EAN da caixa interna	4038917081993
EAN da embalagem externa	4038917001106

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT