



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 62.515.006 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 25 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | branca |
| Gradação | sim |
| Tampa | Tampa de ventilação |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo redondo |
| Volume de trabalho | 13 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3000 x g |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro | 16 mm |
| Comprimento do produto | 100 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | Low Density Polyethylene (LD-PE) |
| Cor da tampa | natural |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corresponde às exigências | hermético a 0,6 bar/10 min |
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Padrão de pureza | estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 500 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 25 |
| Unidades por caixa | 500 |
| Unidades por palete | 24000 |
| Profundidade da embalagem externa | 598 mm |
| Largura da embalagem externa | 398 mm |
| Altura da embalagem externa | 145 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0345 cbm |
| Peso do produto | 0.0049 kg |
| Peso da embalagem externa | 3.05 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917108836 |
| EAN da embalagem externa | 4038917012263 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

