



### Product description

Order number	62.526.003
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, PP, com impressão**

**Page 2**

**Size**

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

**Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

**Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	4000
Unidades por palete	64000
Volume da embalagem externa	0.0813 cbm
Peso do produto	0.0021 kg
Peso da embalagem externa	10.36 kg
EAN da caixa interna	4038917109291
EAN da embalagem externa	4038917057776

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**