



### **Product description**

Order number	62.541.119
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, sem tampa, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Gradação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	16.5 mm
Altura do produto	101 mm
Comprimento do produto	101 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0067 kg
Peso da embalagem externa	7.2 kg
EAN da caixa interna	4038917110976
EAN da embalagem externa	4038917071376

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

