



Product description

Order number	62.542.009
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	57 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Volume da embalagem externa	0.0309 cbm
Peso do produto	0.0045 kg
Peso da embalagem externa	4.99 kg
EAN da caixa interna	4038917111126
EAN da embalagem externa	4038917072236

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

