



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 62.542.016 |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|----------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | branca |
| Graduação | sim |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Forma do fundo | fundo plano |
| Volume de trabalho | 8 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 4000 x g |
| Autoclavável (máx. °C) | 121 °C |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|------------------------|---------|
| Diâmetro | 16.5 mm |
| Comprimento do produto | 57 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | natural |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA |
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 1000 |
| Unidades por caixa | 1000 |
| Unidades por palete | 40000 |
| Volume da embalagem externa | 0.0382 cbm |
| Peso do produto | 0.0046 kg |
| Peso da embalagem externa | 5.15 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917111171 |
| EAN da embalagem externa | 4038917033190 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

