



### Product description

Order number	62.542.026
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, sem tampa, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Diâmetro	16.5 mm
Altura do produto	57 mm
Comprimento do produto	57 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	60000
Volume da embalagem externa	0.0282 cbm
Peso do produto	0.0046 kg
Peso da embalagem externa	5.15 kg
EAN da caixa interna	4038917111218
EAN da embalagem externa	4038917033206

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

