



Product description

Order number	62.543.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: preta, com escala, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Gradação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	30 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8800 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	107 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	400
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	400
Unidades por palete	11200
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0122 kg
Peso da embalagem externa	5.59 kg
EAN da caixa interna	4038917111638
EAN da embalagem externa	4038917013284

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

