



### Product description

Order number	62.548.304
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fundo cônico, marrom, HD-PE, tampa: vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase-/RNase-, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, 25 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	azul/branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	50 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Diâmetro	28 mm
Comprimento do produto	114 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase-/RNase-, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	8400
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0128 kg
Peso da embalagem externa	4.54 kg
EAN da caixa interna	4038917112000
EAN da embalagem externa	4038917077415

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

