



### Product description

Order number	62.551.022
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, marrom, tampa de rosca, marrom, tampa incluída, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	79 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Volume da embalagem externa	0.046 cbm
Peso do produto	0.0054 kg
Peso da embalagem externa	5.9 kg
EAN da caixa interna	4038917112819
EAN da embalagem externa	4038917030816

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

