



Product description

Order number	62.553.002
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 50 unid./rack

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4100 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	120 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	rack
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Volume da embalagem externa	0.0436 cbm
Peso do produto	0.0101 kg
Peso da embalagem externa	5.31 kg
EAN da caixa interna	4038917112949
EAN da embalagem externa	4038917033435

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

