



### Product description

Order number	62.553.205
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 50 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4100 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	120 mm

### Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	24000
Volume da embalagem externa	0.0366 cbm
Peso do produto	0.0084 kg
Peso da embalagem externa	4.45 kg
EAN da caixa interna	4038917112987
EAN da embalagem externa	4038917033442

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

