



Product description

Order number	62.554.002
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 50 unid./recipiente de isopor

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	120 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	recipiente de isopor
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	16000
Profundidade da embalagem externa	435 mm
Largura da embalagem externa	143 mm
Altura da embalagem externa	702 mm
Volume da embalagem externa	0.0436 cbm
Peso do produto	0.0057 kg
Peso da embalagem externa	4.13 kg
EAN da caixa interna	4038917565103
EAN da embalagem externa	4038917565110

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

