



### **Product description**

Order number	62.554.205
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	120 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	24000
Profundidade da caixa interna	300 mm
Largura da caixa interna	340 mm
Altura da caixa interna	100 mm
Profundidade da embalagem externa	429 mm
Largura da embalagem externa	391 mm
Altura da embalagem externa	219 mm
Volume da embalagem externa	0.0366 cbm
Peso do produto	0.0073 kg
Peso da embalagem externa	4 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tubo de rosca, 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, PP,**  
**com impressão**

**Page 3**

EAN da caixa interna            4038917113144  
EAN da embalagem externa    4038917033497

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**