



Product description

Order number	62.558.201
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 57 x 15,3 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, Campo de escrita, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Gradação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	57 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0037 kg
Peso da embalagem externa	4.25 kg
EAN da caixa interna	4038917113472
EAN da embalagem externa	4038917280730

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

