



Product description

Order number	62.559
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 115 x 28 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase-/RNase-, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, 25 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	azul/branca
Gradação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	50 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	28 mm
Comprimento do produto	115 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase-/RNase-, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico
Isonção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	7200
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	270 mm
Volume da embalagem externa	0.0632 cbm
Peso do produto	0.0145 kg
Peso da embalagem externa	5.06 kg
EAN da caixa interna	4038917265232
EAN da embalagem externa	4038917265188

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

