



### **Product description**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Order number        | 62.559.001   |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 115 x 28 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 25 unid./pacote |

### **Product characteristics**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Rótulo/impressão           | com impressão               |
| Cor impressão/rótulo       | azul/branca                 |
| Graduação                  | sim                         |
| Tampa                      | tampa de rosca padrão       |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca              |
| Forma do fundo             | fundo cônico com base plana |
| Volume de trabalho         | 50 ml                       |
| Centrifugação máxima (RCF) | 8000 x g                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro               | 28 mm  |
| Comprimento do produto | 115 mm |

### Material & colours

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | vermelha                          |

### Purity & certification

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Corresponde às exigências | ADR   |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE  |
| Certificação CE           | CE  |
| Padrão de pureza          | livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril |
| Esterilização             | Irradiação de elétrons  |
| Isenção de pirogênio      | sim   |
| Em lotes                  | sim   |

### Packaging

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 300           |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 25            |
| Unidades por caixa                | 300           |
| Unidades por palete               | 7200          |
| Profundidade da embalagem externa | 588 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 398 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 270 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0632 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0145 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 5.06 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917113489 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917014007 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

