



Product description

Order number	62.559.205
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 115 x 28 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	50 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	28 mm
Comprimento do produto	115 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Isenção de pirogênio	sim
Não citotóxico	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	8400
Volume da embalagem externa	0.0649 cbm
Peso do produto	0.0155 kg
Peso da embalagem externa	5.19 kg
EAN da caixa interna	4038917376402
EAN da embalagem externa	4038917376396

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

