



### Product description

Order number	62.732.519
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 76 x 20 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, rótulo/impressão: branca, com escala, 100 unid./pacote

### Product characteristics

Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	15 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

### Size

Diâmetro	20 mm
Comprimento do produto	76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	18000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	3.81 kg
EAN da caixa interna	4038917251617
EAN da embalagem externa	4038917251600

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

