



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com
graduação impressa

Page 1



Product description

Order number	62.9924.282
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, translúcido, com graduação impressa, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Temperatura de centrifugação	21
Tempo de centrifugação	15 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com
graduação impressa

Page 2

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	translúcido
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 18"hg/10 min
Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	64000
Profundidade da embalagem externa	548 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	408 mm
Volume da embalagem externa	0.0834 cbm
Peso da embalagem externa	10 kg
EAN da caixa interna	4038917155175
EAN da embalagem externa	4038917398374

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT