



### **Product description**

Order number	62.9924.285
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, translúcido, com graduação impressa, rótulo/impressão: branca, com escala, 100 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Temperatura de centrifugação	21
Tempo de centrifugação	15 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com**  
**gradação impressa**

**Page 2**

**Size**

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

**Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	translúcido
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Corresponde às exigências	hermético a 18"hg/10 min
Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	264 mm
Altura da embalagem externa	324 mm
Volume da embalagem externa	0.0519 cbm
Peso da embalagem externa	4.8 kg
EAN da caixa interna	4038917157391
EAN da embalagem externa	4038917157384

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-17

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**