



Product description

Order number	62.9924.293
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Volume da embalagem externa	0.0559 cbm
Peso do produto	0.0005 kg
EAN da caixa interna	4038917369923
EAN da embalagem externa	4038917534321

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

