



Product description

Order number	63.9922.254
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 25 ml, (CxØ): 90 x 25 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, amarela, tampa montada, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: branco/amarela, Informações sobre o paciente, com escala, estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	branco/amarela
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	25 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	90 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	15000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	264 mm
Volume da embalagem externa	0.052 cbm
Peso do produto	0.0084 kg
Peso da embalagem externa	4.98 kg
EAN da caixa interna	4038917151573
EAN da embalagem externa	4038917027786

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

