



Product description

Order number	71.9923.610
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 47 x 20 mm, material: PC, fundo plano, transparente, tampa de rosca, transparente, tampa incluída, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	7 ml

Size

Diâmetro	20 mm
Comprimento do produto	47 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	264 mm
Volume da embalagem externa	0.052 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	7.2 kg
EAN da caixa interna	4038917154468
EAN da embalagem externa	4038917027861

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

