



Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 78 x 70 mm, graduado, PP, transparente

Page 1



Product description

Order number	75.9922.534
Descrição do artigo	Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 78 x 70 mm, transparente, tampa: amarela, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa montada, estéril, 80 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	250 ml

Size

Volume nominal	250 ml
Volume máximo	250 ml
Diâmetro	70 mm
Altura do produto	78 mm
Comprimento do produto	78 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Copo multiuso, volume máx.: 250 ml, (CxØ): 78 x 70 mm, graduado, PP, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	240
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	240
Unidades por caixa	240
Unidades por palete	1440
Profundidade da embalagem externa	646 mm
Largura da embalagem externa	450 mm
Altura da embalagem externa	498 mm
Volume da embalagem externa	0.1448 cbm
Peso do produto	0.0404 kg
Peso da embalagem externa	10.93 kg
EAN da caixa interna	4038917152129
EAN da embalagem externa	4038917350907

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT